

behr

Labor-Technik

Ihr Laborexperte mit Tradition

grant **LABORHITS**

Luftreiniger ap360

Leistungsstarkes und innovatives Design**Schnelle Luftreinigung****Eigenschaften**

- Effektiver 360° Lufteinlass zum Recyclen der Luft eines 90 m³-Raums viermal pro Stunde, wobei 99,95 % der bekannten Viren (einschließlich Coronaviren) beseitigt werden
- Enthält einen medizinischen HEPA13-Filter mit hoher Kapazität (gemäß EN 14644)
- Luftentkeimung mit 2 leistungsstarken UVC-Lampen, wobei die DNA und RNA von Bakterien und Viren beschädigt und damit eine Replikation vermieden wird
- Ozonfrei
- Niedriger Geräuschpegel
- Mit feststellbaren Rollen für eine sichere und einfache Handhabung

Spezifikationen**Filter:** H13 Vorfilter (EN 1822)**UV-Strahlungsquelle:** 2 UV Lampen, 55 W bakterizid, TU PL-L 55W UV-C**UV-Bestrahlungsstärke:** 156 uW/cm²/s bei 1 m (Philips)**Strahlungsart:** UV ($\lambda = 253,7 \text{ nm}$)**Lebensdauer UV Lampe:** 9000 h**Luftstrom:** 360 m³/h**D90 Dosis:** 280 J/m²**Timer:** 1 min ... 24 h, Dauerbetrieb**Geräuschpegel:** max. 66 db**Abmessungen (B x T x H):** 350 x 350 x 1050 mm**Gewicht:** 13,4 kg**Netzanschluss:** 120/230 V, 50/60 Hz

Der Luftreiniger ap360 schützt vor Infektionen über die Raumluft, indem er die enthaltenen Aerosole entfernt. Zudem wird die Luft von Staub, Pollen und vielen anderen Allergenen befreit. Geeignet für den Personenschutz in Laboren, Praxen und Produktionsräumen.

Typ	VE	Bestell Nr.
ap360	1	4.679 869