

# LABORHITS

## Präzisionswaagen PNS/PNJ

Der neue Standard im Labor mit dem robusten Stimmgabel-Wägesystem!



600-3



3000-2

**NUR PNS:** Justierprogramm CAL zum Einstellen der Genauigkeit mittels eines externen Prüfgewichts

**NUR PNJ:** Interne Justierautomatik, garantiert hohe Genauigkeit und Standortunabhängigkeit

Mit robustem Stimmgabel-Wägesystem für schnelle Anzeige des Wägewertes, genaues Dosieren und hohe mechanische Belastbarkeit.

- PNJ-Modelle mit interner Kalibrierfunktion und garantiert hoher Genauigkeit, dadurch standortunabhängig und ideal für mobile, eichpflichtige Anwendungen
- PNS-Modelle mit externer Kalibrierfunktion
- Kapazitätsanzeige: Ein ansteigendes Leuchtband zeigt den noch verfügbaren Wägebereich an

- Genaues Zählen: Die automatische Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilgewichts
- Kompakte Abmessungen, vorteilhaft bei eingeschränkten Platzverhältnissen
- Edelstahl-Wägeplatte
- Die Modelle 600-3 und 600-3M verfügen über einen abnehmbaren, großen Glas- Windschutz und einen Wägeraum von 172 x 171 x 160 mm (B x T x H)
- Großes LCD-Display, Ziffernhöhe 16,5 mm
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich: 5 bis 35 °C

Typ	Abmessungen Platte mm	Wägebereich g	Ablesbarkeit g	Reproduzierbarkeit g	VE	Bestell Nr.
PNS 600-3	Ø 140	620	0,001	0,001	1	<b>6.281 583</b>
PNS 3000-2	190 x 190	3.200	0,01	0,01	1	<b>6.284 227</b>
PNS 12000-1	190 x 190	12.000	0,1	0,1	1	<b>6.284 228</b>
PNJ 600-3M*	Ø 140	620	0,001	0,001	1	<b>6.270 591</b>
PNJ 3000-2M*	190 x 190	3.200	0,01	0,01	1	<b>7.643 634</b>
PNJ 12000-1M*	190 x 190	12.000	0,1	0,1	1	<b>7.644 987</b>

\*eichfähig