

behr

Labor-Technik

Ihr Laborexperte mit Tradition

HERMLE
LABORTECHNIK

LABORHITS

Mikroliterzentrifuge Z 167 M

Ideal für die routinemäßige Zentrifugation**Leistungsstarker Antrieb****NEW**

Die Z 167 M ist ideal geeignet für die routinemäßige Zentrifugation von Reaktionsgefäßen. Ausgestattet mit einem leistungsstarken Antrieb, beschleunigt sie den 18 x 1,5/2,0 ml Rotor in kürzester Zeit auf ca. 16.000 x g. Mit farblich visueller Darstellung des Betriebszustands wie Stillstand, Ruhemodus oder Zentrifugation.

Lieferumfang: Mikroliterzentrifuge Z 167 M inkl. Winkelrotor für 18 x 1,5/2,0 ml

Eigenschaften

- Mikroprozessorsteuerung mit LCD-Anzeige
- Elektromagnetisches Deckelschloss
- Aktive Unwuchterkennung und -abschaltung
- Luftkühlung
- Permanente Anzeige von Soll- und Ist-Wert
- 99 komplette Läufe speicherbar
- Geräuschpegel <57 dBA bei max. Drehzahl
- Spritzwasserdichte Folientastatur mit Touchfunktion
- Gebaut nach internationalen Sicherheitsrichtlinien, z.B. IEC 61010

Spezifikationen

- Max. RZB:** 15.994 x g
Max. Drehzahl: 14.000 min⁻¹
Max. Beladung: 18 x 1,5/2,0 ml
Timer: 59 min 50 s / 10 s Schritte, 99 h 59 min / 1 min Schritte
Leistungsaufnahme: 130 W
Abmessungen (B x T x H): 280 x 350 x 240 mm
Gewicht: 12 kg
Netzanschluss: 230 V, 50/60 Hz

| Typ | VE | Bestell Nr. |
|--|----|-------------|
| Mikroliterzentrifuge Z 167 M inkl. Winkelrotor | 1 | 4.665 708 |