


Hygieneartikel zum Schutz vor Covid-19

Sicherer Schutz in Pandemie-Zeiten



behr Labor-Technik GmbH

behrotest® Sicherheitstrichter

Sicherheitstrichter

Material: Polyethylen

Durchmesser: 160mm

Mit eingeschweißter Schraubkappe und
Belüftungsöffnung

Zum sicheren Umfüllen von Flüssigkeiten

Geeignet für 5l und 10l behroplast® Kanister

Artikelnummer: B00723219

VK-Preis: 49,00€/Stck.




behroplast® Kanister

behroplast Kanister

mit eingeschweißtem Hahn

Ermöglicht ein leichtes und sicheres Abfüllen

Füllmenge	Artikelnummer	Preis
5000ml	B00176987	48,60€/Stck
10.000ml	B00176988	54,50€/Stck.



Gesichtsvisier

PET-G 8mm dick
Geschäumtes PVC
Schwammgummi
Elastisches Gummiband
Gurtschnalle für die Bandkontrolle
Artikelnummer: B00723557
VK-Preis: 12,80€/Stck.



FFP2 Schutzmaske

Standard: KN95 / FFP2
GB2626-2006 / EN 149:2001 + A1:2009
Geruchsneutral
Nicht reizend
Nicht allergisch
Verpackungseinheit: 1 Stück
Artikelnummer: B00723784
VK-Preis: 7,90€/Stck.



Medizinische Gesichtsmaske

Einweg-Mundschutz
3 lagig, blau
17,5 x 9,5 cm
Fusselfrei
Latexfrei
50 Stck./Box
Artikelnummer: B00726588
VK-Preis: 17,90€/Box



Desinfektions-Aufbewahrungsstation

Die behr Desinfektions-Aufbewahrungsstation bietet Ihnen die Möglichkeit unterschiedlichste Produkte flexibel und geordnet zu verstauen.

1. Die integrierte Abfüllvorrichtung ermöglicht ein einfaches Abfüllen von Desinfektionsmittel. Eine integrierte Schale verhindert dabei, dass auslaufendes Desinfektionsmittel auf den Boden tropft und somit verloren geht.
2. Durch die behr safety Sicherheitswanne BS-S1 werden mögliche auslaufende Flüssigkeiten aufgefangen.
3. Einschübe in verschiedenen Größen bieten die Möglichkeit unterschiedliche Objekte wie Flaschen oder Kanister zu verstauen.
4. Durch seine feststellbaren Rollen ist der Wagen an verschiedenen Orten einsetzbar. Zudem ist er beispielsweise auf unebenen Böden oder in einem leichten Gefälle gegen das Wegrollen gesichert.



Desinfektions-Aufbewahrungsstation

behrotest® Wagen zum Abfüllen von Desinfektionsmittel und zum Verstauen von sicherheitsrelevanten Artikeln

Material: Chromnickelstahl

Anzahl möglicher Einschübe: 3 (600 x 400 mm)

Tragfähigkeit max. 100 kg (max. 40 kg pro Einschub)

Maße: 720 x 500 x 965 mm

Artikelnummer: B00726295

VK Preis: 490,00€/Stck.



Aufbewahrungsstation Zubehör

behrotest® Lager- und Transportbehälter

PTB 1 für bis zu 60 Probenahmeflaschen

Höhe max.100 mm, Ø max. 47 mm

Maße: 600 x 400 x 120 mm

Artikelnummer: B00657121

VK-Preis: 99,00€/Stck.

PTB 2 für bis zu 30 Probenahmeflaschen

Höhe max.155 mm, Ø max. 62 mm

Maße: 600 x 400 x 170 mm

Artikelnummer: B00657122

VK-Preis: 99,00€/Stck.



PET-Enghalsflaschen


Lebensmittelecht

Bruchfest, glasklar

Beständig gegen Desinfektionsmittel

Verpackungseinheit: 10 Stück

Typ	Volumen	Artikelnummer	VK-Preis
PEG100	100 ml	B00177026	15,20€/VE
PEG200	200 ml	B00177028	16,60€/VE
PEG250	250 ml	B00177029	17,90€/VE
PEG500	500 ml	B00177030	20,20€/VE
PEG1000	1000 ml	B00177031	30,50€/VE



Dispenser für 500ml PET-Enghalsflaschen

Geeignet für PET-Enghalsflasche 500ml

Artikelnummer: B00722629

VK-Preis: 5,60€



Klappscharnierverschluss mit Spritzdüse für PET-Enghalsflaschen

Gewindedurchmesser: 28mm

Artikelnummer: B00727400

VK-Preis: 0,39€



behr safety Sicherheitswanne

Typ: BS-S1

Material: Melamin

Maße: 325 x 265 x 65 mm

Artikelnummer: B00726296

VK-Preis: 36,00€/Stck.



Händedesinfektionsmittel

Disoprop 85®

Füllmenge: 5000ml

Wirkstoffe: 83% Ethanol, 2% Isopropanol,
0,1% H₂O₂, 1% Glycerol

UN 1993

Füllmenge	Artikelnummer	Preis
500ml	B00723793	12,74€/Stck.
5000ml	B00722887	58,50€/Stck.



Desinfektionsmittelspender mit Auffangschale

Fassungsvolumen: 0,9l

Schnelle und unkomplizierte
Händedesinfektion

Einhandbedienung / Ellenbogenbedienung

Pumpsystem / Sprühsystem

Artikelnummer: B00727402

VK-Preis: 58,80€



Nitril Handschuhe

Puderfrei, latexfrei, unsteril

Material: Nitril

Verpackungseinheit: 200 Stck.

Größe	Artikelnummer	VE
S	B00727391	200
M	B00727392	200
L	B00727393	200
XL	B00727394	180

VK-Preis: 28,60€/VE

